


# CORE Master KIT Simple 사양

Order Code : CMKS

## CORE Drill

Fixture 직경별로 Stopper를 체결하여 사용



## First Drill

초기 드릴링 시 사용



## Point Drill

초기 드릴링 시 사용



## Cortical Drill

단단한 본 삭제 시 사용




## Fixture Driver

Fixture 식립 시 사용



## Stopper

드릴에 체결하여 깊이 제어 시 사용




## Parallel Pin

드릴링 Hole 방향 확인 시 사용



## ABT. Profiler

상부 체결에 간섭되는 Bone 삭제 시 사용




## 1.2 Hex Driver

상부 체결 시 사용



## Extension

드릴 및 드라이버 길이 연장 시 사용



# CORE Master KIT Full 사양

Order Code : CMKF

## Point Drill

드릴링 할 위치에 마킹 시 사용




## First Drill

초기 드릴링 시 사용



## CORE Drill

Fixture 직경, 길이에 맞춰 사용



## Cortical Drill

단단한 본 삭제 시 사용



## Fixture Driver

Fixture 식립 시 사용



## Extension

드릴 및 드라이버 길이 연장 시 사용



## Parallel Pin

드릴링 Hole 방향 확인 시 사용



## 1.2 Hex Driver

상부 체결 시 사용



## ABT. Profiler

상부 체결에 간섭되는 Bone 삭제 시 사용

