

# CORE Prosthetic KIT

## CORE Prosthetic KIT 사양

Order Code : CPK

• Abutment Screw를 갖는 모든 Case 적용 가능한 Universal KIT

### 1.2 Hex Driver (Ratchet/Engine)

Abutment Screw를 체결할 때 사용



### 1.25 Hex Driver (Ratchet/Engine)

Abutment Screw를 체결할 때 사용



### 0.9 Hex Driver (Ratchet/Engine)

Abutment Screw를 체결할 때 사용



### 0.5 Slot Driver (Ratchet)

Screw 손상으로  
Torque 인가 불가 시 사용



### SCS Driver (Ratchet/Engine)

Abutment Screw를 체결할 때 사용




### Unigrip Driver (Ratchet/Engine)

Abutment Screw를 체결할 때 사용



### 1.2/1.25 Angled Driver (Ratchet)

각도보상이 필요한 Abutment Screw를 체결할 때 사용



하판

### Torque Wrench

Torque 인가 시 사용

